



# TIFOO

ROTGOLD - ZUSATZ

# ANLEITUNG

## ROTGOLD-ZUSATZ

### Vorbereitung

Vor dem Vergolden muss der Gegenstand gründlichst gereinigt werden. Das kann mit dem Tifoo Galvanoentfetter durchgeführt werden oder unter Umständen auch mit Aceton oder Spiritus. Danach bitte nur noch mit Handschuhen berühren um Abdrücke zu vermeiden.



### Sicherheit

Arbeiten Sie bitte mit Schutzhandschuhen und mit einer Schutzbrille. Verwenden Sie keine Gefäße die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

### Anwendungsgebiet

Abscheiden von Rotgoldlegierungen (Gold-Kupfer Legierungen) in Kombination mit Goldelektrolyt Midas oder Chamäleon.

### Verwendung

Mischen Sie den Rotgoldzusatz mit Goldelektrolyt MIDAS. WICHTIG: Der Rotgoldzusatz kann nicht mit dem Goldelektrolyt Flash kombiniert werden!

**Mischungsverhältnis ca. 50 mL Goldelektrolyt Midas oder Chamäleon + 0,6 mL Rotgoldzusatz.**

Die Farbe entspricht dann in etwa einer Krügerrandmünze mit 91,7% Goldgehalt. Den Goldelektrolyt können Sie mit dem Meßbecher abmessen, den Rotgoldzusatz mit der Pipette. Das Mischungsverhältnis kann variiert werden. Eine größere Menge von dem Zusatz führt zu einem höheren Kupfergehalt, die Abscheidung wird rötlicher. Mischen Sie nur soviel Rotgold Elektrolyt an wie Sie gerade benötigen, da der fertige Rotgoldelektrolyt nur wenige Wochen haltbar ist.

## Förderung

Unser Unternehmen erhält eine offizielle Förderung der EU.



## European Union

European Regional  
Development Fund

**TIFOO - eine Marke der**

**MARAWE GmbH & Co KG**

Donaustauer - Str. 378  
Gebäude 64  
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439  
Fax: +49 941 29020593  
e-mail: [info@tifoo.de](mailto:info@tifoo.de)  
Web: [www.tifoo.de](http://www.tifoo.de)